

# RESCUE TAPE

**KENT** 

Flexibilní nelepivá bandážová páska na bázi bavlny pro první pomoc a péči o drobné rány.



Název	Zkratka	Balení	Obj. číslo
Rescue Tape	RQT	25 mm x 4,5 m	86661
Rescue Tape	RQT6	Balení 6 kusů	86682

## VLASTNOSTI

- ✓ Nelepí se na kůži nebo vlasy - lze bezbolestně odstranit
- ✓ Trvale roztažitelná a prodyšná, ručně omyvatelná
- ✓ Odolává vodě, oleji, mastnotě a nečistotám - zůstává na místě i v těžkých pracovních podmínkách
- ✓ Nealergenní - nemá vliv na pokožku uživatele

## POUŽITÍ

Rescue Tape může být aplikována přímo na krvácející rány. Je to nejvhodnější obvazová páska pro profesionální uživatele.

Rescue Tape na sobě ulpívá a zůstává po celou dobu pružná, což umožňuje normální použití prstů bez omezení.

Může být nanášena pod vodou a při mytí rukou se neodchytává.

## INSTRUKCE

1. Vyčistěte a dezinfikujte ránu.
2. Odlepte konec pásky pomocí špičky prstu
3. Omotejte pásku kolem rány od špičky po spodní část prstu. Neomotávejte pásku příliš silně, protože by mohla bránit krevnímu oběhu.
4. Po 4-5 vrstvách utrhněte Rescue Tape a konec pásky pevně přitiskněte k prstu.

# RESCUE TAPE

**KENT** 

## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Název:</b>	Rescue Tape
<b>Číslo výrobku</b>	86661, 86682
<b>Barva:</b>	modrá
<b>Skladovatelnost:</b>	36 měsíců
<b>Délka:</b>	4,5 m
<b>Šířka:</b>	25 mm
<b>Kód celního sazebníku:</b>	3005 90 50

## ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Bezpečnostní informace o produktu včetně pokynů pro nakládání s jeho obalem jsou uvedeny v bezpečnostním listě výrobce, který je k dispozici na vyžádání nebo na adrese [www.ntek.cz](http://www.ntek.cz).

**Prohlášení:** Všechny námi podávané informace jsou udávány s maximální pečlivostí. I tak je vhodné, aby si každý uživatel sám vyzkoušel vhodnost použití každého výrobku. Firma N-tek s.r.o. odmítá záruku za každé konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli škody, ani za škody, způsobené v důsledku nesprávného použití, nevhodné aplikace nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

N-tek, s.r.o.,  
Svat. Čecha 786/46  
693 01 Hustopeče, CZ

Tel./fax: +420 519 411 872  
e-mail: [info@ntek.cz](mailto:info@ntek.cz)  
[www.ntek.cz](http://www.ntek.cz)

Certifikát č. 06.176.812  
ISO 9001:2009

